



CATTANI GROUP

FAST & STERIL 3 FAST & STERIL 3 IMPRONTE

Sterilizzanti a freddo.

FAST & STERIL 3 IMPRESSIONS

Cold sterilizer packed.



 **magnolia**
Chemical Professionals



FAST & STERIL 3 e FAST & STERIL 3 IMPRONTE

È uno sterilizzante a freddo, confezionato in monodosi, costituito da tre bustine contenenti gli ingredienti. In questo modo, e solo così, con i principi attivi separati ed ermeticamente sigillati, si ha la certezza di usare un prodotto sicuro in qualsiasi momento fino al giorno della scadenza.

La quantità pre-dosata annulla la possibilità di errori di diluizione.

FAST & STERIL 3 e FAST & STERIL 3 IMPRONTE

È un prodotto che genera acido peracetico "nascente" in quantità calibrata e controllata.

FAST & STERIL 3 e FAST & STERIL 3 IMPRONTE

Grazie alla quantità adeguata di Principio Attivo, garantisce la sterilizzazione di tutti gli strumenti chirurgici e delle impronte dentali in alginato, polietilene, silicone e gomme senza corrosioni né alterazioni dimensionali.

È efficace, in tempi brevi, contro virus, funghi e batteri anche sporigeni.

FAST & STERIL 3 and FAST & STERIL 3 IMPRESSIONS

It is a cold sterilizing agent in single use packs made up of three bags containing the ingredients. Only in this way, having the active principles packed separately and sealed, you can be certain of using a safe product at any time until the expiry date.

The pre-measured amount eliminates the possibility of dilution errors.

FAST & STERIL 3 and FAST & STERIL 3 IMPRESSIONS

The product generates a "nascent" peracetic acid in a calibrated and controlled amount.

FAST & STERIL 3 and FAST & STERIL 3 IMPRESSIONS

Thanks to the appropriate amount of Active Principle, it guarantees the sterilization of all surgical instruments and dental impressions in alginate, polyether, silicone and rubber without corrosion or dimensional changes.

It is effective against viruses, fungi and bacteria, including sporogenous ones, in short times.



MODALITA' D'USO:

Aprire le tre buste con il Componente A, Comp. B e Comp. C lungo il pre-taglio e versare il contenuto nella vaschetta di decontaminazione contenente 2,5 L. d'acqua per il Fast&Steril 3 oppure 1 L. per il Fast&Steril 3 Impronte.

Mescolare fino ad ottenere la completa dissoluzione.

Attendere 10'.

Immergere completamente gli strumenti / impronte. Trascorsi 15' estrarre gli strumenti / impronte e sciacquare (con acqua sterile se si desidera mantenere la sterilità).

Dopo 36 ore dalla preparazione, la soluzione non è più idonea alla sterilizzazione dei ferri e può essere utilizzata per il trattamento della sputacchiera o smaltita direttamente nella rete idrica di scarico.

AVVERTENZE:

Usare guanti protettivi.

Schizzi o sgocciolature potrebbero scolorire i tessuti.

Tempi di immersione troppo lunghi (oltre 60') possono danneggiare i ferri.

Le impronte in alginato o polietilene devono essere rimosse subito dopo i 15' della disinfezione.

HOW TO USE:

Tear the three bags with Component A, Comp. B and Comp. C open along the pre-cut area and pour the content into the decontamination tank containing 2.5 L of water for Fast&Steril 3 or 1 L of water for Fast&Steril 3 Impressions.

Stir to dissolve the components.

Wait for 10'.

Immerse the instruments / impressions completely.

After 15', remove the instruments / impressions and rinse them (with sterile water if you wish to keep sterility).

After 36 hours from preparation, the solution is no longer suitable for instrument sterilization and can be used to treat the spittoon unit or disposed of directly into the water drainage system.

WARNINGS:

Use protective gloves.

Squirts or splashes may discolor fabrics.

Excessive immersion times (more than 60') may damage instruments.

Impressions in alginate or polyether have to be removed immediately after 15' of disinfection.

CARATTERISTICHE E VANTAGGI:



• MONODOSE:

Pratico, assicura il corretto dosaggio, scongiurando il pericolo di errori di misurazione nella preparazione delle soluzioni, evitando inoltre lo smistamento delle polveri con diverso peso specifico.



• INGREDIENTI REATTIVI CONFEZIONATI IN TRE BUSTE:

I principi Attivi che generano acido peracetico sono tutti facilmente solubili in acqua, anche fredda, senza lasciare granelli indisciolti che potrebbero occludere orifizi o danneggiare cerniere. Il confezionamento in tre buste separate è una garanzia di durata perché rende impossibile l'interazione e deterioramento degli ingredienti.



• 36 ORE DI ATTIVITÀ:

una volta attivato **Fast&Steril 3 / Fast&Steril 3 impronte** garantisce una attività di 36 ore, pertanto può essere utilizzato per due giorni consecutivi, dimezzando i costi, rispetto alla maggior parte dei normali peracetici che sono attivi per 24 ore al massimo.



• BIODEGRADABILE:

non è necessario smaltirlo attraverso aziende specializzate e quindi elimina costi di smaltimento, pertanto può essere smaltito tramite la rete idrica, senza creare danni all'ambiente.



• CONFEZIONE 25 MONODOSI:

Ogni confezione contiene 25 monodosi da 2,5 L. per il **Fast&Steril 3** oppure da 1 L. per il **Fast&Steril 3 impronte**.



• MULTIUSO:

Fast&Steril 3 è destinato all'uso per lo strumentario con una soluzione di 2,5 L.

Fast&Steril 3 impronte è destinato al trattamento delle impronte con 1 L. di soluzione.

Entrambi possono essere usati anche per l'impianto di aspirazione.

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES:

• SINGLE-DOSE:

Practical, it ensures the correct dosing to avoid measurement errors in the preparation of solutions. Separation of powders with different specific gravity is also avoided.

• ACTIVE INGREDIENTS PACKED IN THREE BAGS:

The Active Principles generating peracetic acid are all easily soluble in water, including cold, without leaving undissolved granules that may obstruct holes or damage hinges. Packing in three separate bags is a guarantee of duration because it prevents the interaction and spoilage of ingredients.

• EFFECTIVE FOR 36 HOURS:

after activation **Fast&Steril 3 / Fast&Steril 3 impressions** is effective for 36 hours, therefore it can be used for 2 days consecutively. This allows you to halve the costs of use, in comparison with other peracetic acid products which are only effective for max. 24 hours.

• BIODEGRADABLE:

it is not necessary to entrust the product's disposal to authorized companies, since it can be disposed of through the sewage with minimal effect on the environment and without costs.

• 25 SINGLE-DOSE PHIAL PACK:

Each pack contains 25 single-dose phials to obtain 2.5 L **Fast&Steril 3** solution or 1 L **Fast&Steril 3 Impressions** solution.

• MULTIPURPOSE:

Fast&Steril 3 is designed to be used with instruments in 2.5 L of solution.

Fast&Steril 3 impressions is designed to treat impressions in 1 L of solution.

Both can be used also for the suction system.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

CE 0434	Dispositivo Medico di Classe IIb / Class IIb Medical Device
UNI EN 1276 UNI EN 13697	Attività Battericida <i>Bactericidal action</i>
UNI EN 1650 UNI EN 13697	Attività Fungicida <i>Fungicidal action</i>
UNI EN 14563	Attività Tuberculocida <i>Tuberculocidal action</i>
UNI EN 14476	Attività Virucida (tutti i virus) <i>Virucidal action (all viruses)</i>
UNI EN 13704	Attività Sporicida <i>Sporicidal action</i>



CATTANI GROUP



Magnolia è parte del Gruppo Cattani, azienda leader nella produzione di sistemi di aspirazione dentale. Chi meglio di noi può consigliarvi i prodotti per la loro disinfezione?!

Magnolia is part of the Cattani group which is a leader in the production of dental aspiration systems. Nobody better than the manufacturer can suggest suitable disinfectants for his products.



Via Natta, 6/A

43122 PARMA - ITALIA

Tel. +39 521 607.604

Fax +39 521 399.967

www.cattani.it/magnolia

e-mail: info.magnolia@cattani.it